

IOL PRIME

INTRA OCULAR LENS

FIL60

Lente intraoculare idrofila monofocale con ottica asferica. Primogenita della famiglia delle lenti idrofiliche Soleko, è quella di più lunga e testata produzione.

Hydrophilic monofocal intraocular lens with aspheric optics. The eldest of the Soleko family of hydrophilic lenses, the most frequently applied and best tested.


Diametro ottico Optic diameter	6.0 mm
Diametro totale Total diameter	12.5 mm
Angolazione ansa Haptic angulation	5°
Bordo dell'ottica Edge design	Square edge 360° sul retro, ansa e zona ottica
Materiale Material	Acilato pieghevole con 25% H ₂ O e filtro UV
Indice di rifrazione Refractive index	1,461 (546 nm - 20C° Hydrated)
Gamma poteri Diopter range	-5.00 a +40.00 D (step 0.5 D)
Ottica Optic design	Asferica
Costante A consigliata Recommended A constant	118.2
Iniettore consigliato Recommended injector system	Medicel Viscojet o equivalente
Compatibile con cartridge Recommended cartridge	2.7 per incisioni di 3.0 mm 2.2 per incisioni di 2.5 mm

IOL MASTER

Costante A dello IOL Master:	118.9
Costante A biometria immersione:	118.8
Formula di Holladay I:	costante SF 1.73
Formula di Haigis:	costante a0: 1.044
	costante a1: 0.40
	costante a2: 0.10
Formula Hoffer Q e Holladay II:	costante pACD 5.26

IOL DMSION

FIL60



NOTE
